

# FICHE TECHNIQUE



## GN51 Gant d'examen synthétique poudré

Vinyle stretch  Poudré  Blanc  Lisse

Gant répondant aux exigences de la Directive Européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux et certifié conforme aux normes européennes EN455 parties 1, 2 et 3, EN388 et EN374. Gant de haute qualité destiné à un usage médical assurant flexibilité et confort, ainsi qu'une très bonne protection.

- Contrôle visuel pour la détection d'éventuelles perforations et défauts mineurs.
- Sélection aléatoire d'échantillons remplis de 1000ml d'eau pour vérifier leur étanchéité.
- Gant testé (AQL) 1.5
- Fabriqué à partir d'une émulsion synthétique de résine de Polymère PVC.
- Point de rupture: 4 Newtons.
- Elongation à la rupture: 450%
- Résistance à la rupture: 10 Mpa.
- Disponible du S (Petit) au L (Grand).



Dimensions	S (Petit)	M (Moyen)	L (Grand)
Largeur (mm) paume	80 ±10 mm	95 ±10 mm	110 ±10 mm
Longueur (mm)	Min 240 mm	Min 240 mm	Min 240 mm
Epaisseur(mm) paume	0.16 ± 0.02	0.16 ± 0.02	0.16 ± 0.02
Epaisseur (mm) doigt	0.17 ± 0.02	0.17 ± 0.02	0.17 ± 0.02

### Apports bénéfiques

Sans latex	Minimise le risque d'irritation et de réactions allergiques
Matière douce et lisse	Pour une meilleure sensibilité et un meilleur confort
Matière flexible	Réduit la fatigue lors de l'utilisation prolongée du gant
Légèrement poudré	Facilite la mise en place du gant et réduit la transpiration
Manchette à bords roulés	Améliore la résistance et facilite la mise en place du gant
Disponible en 3 tailles	Pour s'adapter au mieux aux mains des utilisateurs

Caractéristique	Avant vieillissement	Après vieillissement
Point de rupture	4 Newtons	3.8 Newtons
Elongation à la rupture	450 %	420%

### Utilisations recommandées

Médical, Laboratoire, Salon de Beauté,  
Vétérinaire, Electronique, Dentaire



HPC Healthline Limited  
Colwood House  
158 Garth Road  
Morden, Surrey  
Angleterre, UK , SM4 4LZ


T 0044 (0) 20 8335 3636  
F 0044 (0) 20 8335 0300  
E sales@hpchealthline.co.uk  
W www.hpchealthline.co.uk

# FIGHE TECHNIQUE



## GN51 Gant d'examen synthétique poudré

### Emballage



**Boîte distributrice**

### Code couleur

S (Petit)	
M (Moyen)	
L (Grand)	



**Carton**

### Dimensions

Carton	333 x 248 x 240 mm
Boîte	230 x 120 x 63 mm

**Recyclable**

	Code barre	Boîte	Carton
	S (Petit)	5024951003342	5024951003359
	M (Moyen)	5024951003366	5024951003373
	L (Grand)	5024951003380	5024951003397

### Instructions de stockage

	Garder dans un endroit frais et sec
	Garder loin de la lumière directe du soleil ou de l'éclairage fluorescente
	Garder dans un endroit où la température est entre 5°C et 25°C
	Date d'expiration: 3ans

### Emballage

100 gants par boîte
10 boîtes par carton
84 cartons par palette

HPC Healthline Limited  
Colwood House  
158 Garth Road  
Morden, Surrey  
Angleterre, UK , SM4 4LZ

T 0044 (0) 20 8335 3636  
F 0044 (0) 20 8335 0300  
E sales@hpchealthline.co.uk  
W www.hpchealthline.co.uk